

Condiciones de análisis

- El usuario aportará el método cromatográfico adecuado para la separación cromatográfica de su analito. En caso contrario, deberá consultar las condiciones de desarrollo y optimización de método. El usuario proporcionará la columna y/o los solventes y reactivos que desee utilizar y no estén incluidos entre los que ofrece el servicio.
- Columnas disponibles en el servicio:
 - 1) Zorbax SB-C18, 1.8 μm , 2.1 x 50 mm
 - 2) ACE C18, 3 μm , 2.1 mm x 150 mm
 - 3) Teknokroma C18 Mediterranea, 5 μm , 4.6 x 150 mm
 - 4) Teknokroma C18 Mediterranea, 5 μm , 4.6 x 250 mm
- Solventes y reactivos disponibles en el servicio: agua, acetonitrilo, metanol, isopropanol, ácido fórmico, ácido acético, trietilamina, NH_4OH , NH_4HCOO .